



disposable  
adhesive mats  
since 1985

FICHE TECHNIQUE INFORMATIVE

REV-03/2020-E

**TAPIS DÉCONTAMINANT BACTÉRICIDE / BIT**  
**INSCRIT AU RÉPERTOIRE DES DISPOSITIFS MÉDICAUX**  
**Numéro de répertoire 1914657**

<b>Composition</b>	Tapis adhésif de trente feuilles numérotées décollables, en polyéthylène à basse densité, à fort pouvoir collant et traité au principes actifs, dont le rôle est de bloquer le développement de bactéries sur la surface. <b>Principe actif: Benzisothiazoline 3-1</b> Concentration de 5%
<b>Conditionnement</b>	Carton de 4 ou 8 tapis.
<b>Coloris</b>	Bleu
<b>Dimensions</b>	45 x 90 - 45 x 115 - 60 x 90 - 60 x 115 - 90 x 115 90 x 150 - 150 x 115 - 240 x 115 - 350 x 115
<b>Propriétés</b>	<b>-Action bactéricide et fongicide</b> à l'intérieur du tapis dès le retrait du feuillet de protection. <b>-Feuilles numérotées:</b> chaque feuille est numérotée de 30 à 1, pour une utilisation pratique du tapis. <b>Absence d'auréole:</b> grâce aux colles spéciales à base d'eau, le tapis <b>CBS Medical</b> peut être positionné en tout lieu sans laisser de résidus. <b>-Cadres inutiles:</b> avec sa base entièrement adhésive, il adhère parfaitement au sol sans nécessité de cadre.  Température optimale: Min 15° Max 30° d'utilisation: Min -20° Max 70° température limite: Min - 25° Max 90° Charge électrostatique: -80 a -120 V/polliceQ
<b>Épaisseur</b>	Film protecteur supérieur: 0,040 mm Feuille numérotée: 0,045 mm (x 30) Dernière feuille: 0,140 mm Épaisseur totale: 1,53 mm
<b>Durée</b>	2 ans
<b>Indications d'utilisation e champs d'utilisation</b>	Hôpitaux: départements à risque, départements infectieux, salles d'opération, environnements à risque. Industrie pharmaceutique, alimentaire et électronique, laboratoires, conditionnement, transformation des aliments préparés. Et partout où la contamination de l'environnement est essentielle.